


CRIO

GAMME CRYOGÉNIE

MANIPULATIONS CRYOGÉNIQUES

- Manipulations cryogéniques en industrie, pharmacie, chimie, laboratoire
- Nettoyage industriel par cryogénie



AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Paume et dos Fleur de bovin hydrofuge
 Manchette Cuir croûte de bovin
 Membrane Porelle®
 Doublure Molleton laine/coton et feutre ISO AIR
 Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Résistance au froid cryogénique

Composition résistante aux projections accidentelles de liquides cryogéniques jusqu'à -196° C



Bride ajustable



Résistance à la chaleur

Isolation thermique : 350°C pendant 15 secondes minimum



Longévité optimisée

Renfort sur zone d'usure



Imperméabilité

Le cuir hydrofuge ne durcit pas après séchage



Longueur manchette 15 cm

CRYO

